



Präparation für vollkeramische Kronen

## Klassische Präparation



Präparation für vollanatomische Kronen

## Substanzschonende Präparation



*Cercon ht, substanzschonend präparierte Kronen 25 – 27 vollanatomisch restauriert.*




*Harmonisches Erscheinungsbild durch gezielte Individualisierung im Labor.*

Präparation für vollkeramische Brücken


## Klassische Präparation

Mindestwandstärke 1,5 - 2,0 mm



Präparation für vollanatomische Brücken

## Substanzschonende Präparation



*Cercon ht, Brücke 45 – 47 substanzschonend präparierte, vollanatomische Seitenzahnbrücke.*



*Cercon ht, Brücke 15 – 17 substanzschonend präparierte, vollanatomische Seitenzahnbrücke.*