



Präparation für vollkeramische Kronen

Klassische Präparation



Präparation für vollanatomische Kronen

Substanzschonende Präparation



Cercon ht, substanzschonend präparierte Kronen 25 – 27 vollanatomisch restauriert.




Harmonisches Erscheinungsbild durch gezielte Individualisierung im Labor.

Präparation für vollkeramische Brücken


Klassische Präparation

Mindestwandstärke 1,5 - 2,0 mm



Präparation für vollanatomische Brücken

Substanzschonende Präparation



Cercon ht, Brücke 45 – 47 substanzschonend präparierte, vollanatomische Seitenzahnbrücke.



Cercon ht, Brücke 15 – 17 substanzschonend präparierte, vollanatomische Seitenzahnbrücke.