



Machen wir es uns leicht!

Monobond Plus

**1 Primer für alle
Restaurations-Materialien**

- Glas-Keramiken
- Edelmetall-Legierungen
- Zirkoniumoxid-Keramiken
- Aluminiumoxid-Keramiken
- Edelmetallfreie Legierungen
- Indirekte Composite-Versorgungen



Monobond Plus

1 Primer

Mit Monobond Plus steht Ihnen erstmals ein Primer zur Konditionierung der Oberflächen **aller Restaurationsmaterialien** zur Verfügung.

Dank der innovativen Kombination von drei verschiedenen funktionellen Gruppen, Silanmethacrylat, Phosphorsäuremethacrylat und Sulfidmethacrylat, erzielen Sie mit Monobond Plus eine **starke und dauerhafte Haftung** auf sämtlichen Restaurationsmaterialien.

1 Einwirkzeit

Eine zusätzliche Vereinfachung Ihrer Abläufe beim Befestigen von Restaurationen erfahren Sie durch die einheitliche Einwirkzeit von Monobond Plus auf den unterschiedlichen Materialien:

- Vorbereitung der Restaurationsoberfläche
- Applikation von Monobond Plus **Einwirkzeit 60 Sekunden**
- Verblasen der Überschüsse **Fertig!**

1-fache Lagerung

Besondere Lagerbedingungen sind nicht notwendig, da Monobond Plus **bei Raumtemperatur** aufbewahrt werden kann.

Optimieren Sie Ihre Lagerhaltung mit Monobond Plus: Sie benötigen nur noch **einen Primer** für unterschiedliche Materialien.



Lieferform

Refill

1 Flasche Monobond Plus

5 g



Machen Sie sich Ihr Leben etwas leichter – mit Monobond Plus

WENN ES UM DIE BEFESTIGUNG VON RESTAURATIONEN GEHT!